

DLA 1111 LAB

Detergente neutro concentrado de uso geral

USO INSTITUCIONAL E INDUSTRIAL

Boletim Técnico

Informações Técnicas

Características:

- Detergente neutro concentrado de uso geral, isento de corante e de fragrância .
- Ideal para limpeza de vidrarias e utensílios em laboratórios de hospitais, clínicas e laboratórios de análises clínicas, indústrias e universidades.
- Matéria ativa neutra conferindo às superfícies delicadas, de qualquer natureza, segurança total.
- Tem ótimo custo-benefício, 1 litro rende até 250 litros de solução detergente.
- Espuma rica, estável e de fácil enxague.
- Emulsiona completamente qualquer tipo de gordura devido a alta carga de tensoativos , presentes na sua composição.
- Produto biodegradável.

Utilização:

Detergente neutro sem perfume e sem corante, indicado para indústrias e manipuladores de alimentos; para lavagem de produtos hortifrutícolas e para indústrias farmacêuticas na limpeza de equipamentos de manipulação, recipientes, envasadoras e acessórios de inox, plástico e vidro.

Características Físico-Químicas:

Aspecto Físico:..... Líquido viscoso transparente
Cor: Incolor
Odor:.....Inodoro
pH (Puro a 25°C): 7,0 a 8,0
Densidade: (g/ml): 1,00 a 1,10
Grau de Risco:Leve

Composição:

Dodecilbenzeno sulfonato de sódio, conservante, hidrótopo, coadjuvantes, neutralizante e veículo.

Princípio Ativo:

Dodecilbenzeno Sulfonato de Sódio.

Validade do Produto:

24 meses após a data de fabricação.

Modo de Usar:

Dependendo o grau de sujidade, diluir o produto em água de 0,4% a 2% ou de 4 a 20 ml por litro de solução. Preferencialmente em água morna. Aplicar com auxílio de uma esponja e enxaguar em seguida.

Precauções de uso:

CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Não ingerir. Evite a inalação, aspiração e contato com os olhos. Evite o contato prolongado com a pele. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Em caso de contato com os olhos e a pele: Lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão: não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando junto o rótulo do produto. Telefone de emergência (CEATOX): 0800-722-6001. Contém tensoativo biodegradável.

Conservação:

Este produto deve ser mantido em sua embalagem original fechada, em ambiente coberto e seco. Evitar temperaturas extremas. Nunca misture produtos químicos, a menos que tal procedimento seja indicado pelo fabricante por escrito.

Embalagens:

Frasco plástico de 1L
Bombona de polietileno de 2x5L e 50L

Registros Oficiais:

Produto Notificado na ANVISA Nº 25351.042890/2020-20

Utilize nossos serviços técnicos para levantamento das suas necessidades específicas de limpeza e desinfecção.



Detyline Produtos e Sistemas para Limpeza Ltda.

Rua Domênico Marini, 1646 - Bairro Fátima, Bento Gonçalves - RS - CEP 95702-300
CNPJ 00.987.668/0001-74 - Inscrição Estadual 010/0080936 - Aut. Func. MS: 3.01966-1
Fone (54) 3454.9800 - www.dety.com.br

Revisado em 07/2025

dety
higiene eficiente