

# **DLA 1111 LAB**

**Detergente neutro  
concentrado de uso geral**

- **Lavagem manual de vidrarias e utensílios de laboratório e louças em geral**
- **pH neutro**
- **Isento de corante e de fragrância**
- **1L rende 250L de solução detergente**
- **Espuma abundante**
- **Fácil enxágue**

## **Dosagens:**

**De 0,4 a 2,0% em água fria ou quente com auxílio de esponjas ou escovas.**

## **Embalagens:**

**Bombona de 5L, 20L e 50L**

**Frasco de 1L**