



# DETY DLL 2013

DESINFETANTE DE USO  
HOSPITALAR PARA  
SUPERFÍCIES FIXAS E  
ARTIGOS NÃO CRÍTICOS



DESINFETANTE À BASE DE  
QUATERNÁRIO DE AMÔNIO DE  
S<sup>A</sup> GERAÇÃO



## DESCRIÇÃO DO DETY DLL 2013

Desinfetante de uso hospitalar em superfícies fixas e artigos não críticos à base de quaternário de amônio de 5ª geração com 18% de ativo. Eficácia antimicrobiana testada perante as cepas:

*Salmonella Choleraesuis*,  
*Staphylococcus aureus*  
*Pseudomonas aeruginosa*

## INDICAÇÃO DE USO

É indicado na limpeza concorrente e terminal para desinfecção de superfícies, pisos, ralos e mobiliário.

E na desinfecção de artigos não críticos em estabelecimentos de assistência à saúde.

## BENEFÍCIOS DO USO

Desinfeta e limpa em uma única operação.  
Amplio espectro antimicrobiano.  
Não espumógeno.  
Não contém corante ou fragrância.

## CUSTO BENEFÍCIO

Concentração de uso testada e aprovada pela ANVISA como desinfetante para indústria alimentícia é de:

**1:50 OU 2,0%**

## SEGURANÇA NO MANUSEIO

Uso de EPI obrigatório.  
Produto não é corrosivo.  
É biodegradável.

## APOIO TÉCNICO

Equipe de apoio técnico altamente capacitada para prestar assistência técnica e treinamentos de uso e de segurança para clientes e colaboradores.

## EMBALAGEM

Embalagem em bombona de 5,0L em plástico de polietileno de alta densidade 100% reciclável.

## REGULAMENTAÇÃO

Produto saneante registrado na ANVISA como desinfetante de uso hospitalar para superfícies fixas e artigos não críticos

## VALIDADE DO PRODUTO

Validade de 24 meses após a data de fabricação.



Detyline Produtos e Sistemas para Limpeza Ltda  
www.dety.com.br - Fone 54 3537 2425 - 54 99924 0014

**dety**  
higiene eficiente

